

Mdh2 ウサギ Pab - P40926

商品番号: CM0014570



前書き

WBおよびELISA用の高品質な抗MDH2ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのミトコンドリア・リンゴ酸デヒドロゲナーゼに特異的で、TCA回路およびリンゴ酸-

アスパラギン酸シャトルの研究に不可欠です。代謝疾患およびミトコンドリア疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDH2 ウサギ pAb
備考/別名	MDH, MOR1, DEE51, M-MDH, EIEE51, MGC:3559, MDH2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4191
遺伝子ID	4191
免疫原	ヒトMDH2 (NP_005909.2) のアミノ酸59〜338に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P40926
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ