


Med25 ウサギ Pab - Q71Sy5

商品番号: CM0019723



前書き

ヒトMED25 (ARC92/p78)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。メディエーター複合体および転写調節の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MED25 ウサギ pAb
備考/別名	P78; ACID1; ARC92; BVSYS; PTOV2; CMT2B2; TCBAP0758; MED25
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81857
遺伝子ID	81857
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMED25 (NP_112235.2) のアミノ酸30-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q71SY5
タンパク質分子量	78kDa
配送	氷袋