


Med26 Rabbit Pab For Wb And Elisa - O95402

商品番号: CM0020943



前書き

MED26 Rabbit

pAbは、組換えヒトMED26タンパク質を用いてウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAにより、ヒト、マウス、ラットのMED26を検出し、転写調節研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED26 Rabbit pAb
備考/別名	CRSP7; CRSP70; MED26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9441
GeneID	9441
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMED26 (NP_004822.2) のアミノ酸500-574に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95402
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスパック