

Mef2A+Mef2C ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q06413 / Q02078

商品番号: CM0012635

前書き

MEF2AおよびMEF2Cを標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスでのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。筋分化、神経発達、免疫細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEF2A+MEF2C ウサギ mAb
備考/別名	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A+MEF2C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4208/4205
GeneID	4208/4205
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMEF2A+MEF2C (Q06413) のアミノ酸250-473に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q06413/Q02078
タンパク質分子量	51kDa
配送	保冷バッグ