

## Megf10 ウサギ Pab - Q96Kg7

商品番号: CM0015482

### 前書き

MEGF10 ウサギ pAbは、ヒト MEGF10 (Q96KG7) を標的とするポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性MEGF10を検出します。食食作用および筋生物学研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | MEGF10 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名       | SR-F3, EMARDD, CMYP10A, CMYP10B, MEGF10                 |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 84466                                                   |
| 免疫原         | ヒト MEGF10 (NP_115822.1) のアミノ酸26-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 適用          | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS       | Q96KG7                                                  |
| タンパク質分子量    | 122 kDa                                                 |
| 発送          | 保冷バッグ                                                   |