

Wb・Elisa向けMek3/Mek6 ウサギモノクローナル抗体 - P46734 / P52564

商品番号: CM0003792

前書き

ヒトMEK3/MEK6を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスとラットと交差反応します。ストレス応答およびサイトカイン応答におけるMAPキナーゼシグナル伝達経路の研究向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEK3/MEK6 ウサギmAb
備考/別名	MAPKK3; MEK3; MKK3; PRKMK3; SAPKK-2; SAPKK2; MEK3/MEK6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5606/5608
GeneID	5606/5608
免疫原	ヒトMEK3/MEK6 (P46734) のアミノ酸248～347番の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46734/P52564
タンパク質分子量	39.37kDa
輸送方法	保冷剤