


Menin ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O00255

商品番号: CM0010504



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質ウサギ抗Meninモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMeninと反応します。クロマチン生物学および転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Menin ウサギmAb
備考／別名	MEAI; SCG2; Menin
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4221
GeneID	4221
免疫原	ヒトMenin（O00255）のアミノ酸516～615番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00255
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	保冷剤