

Wb、Elisa用Metap2ウサギモノクローナル抗体 - P50579

商品番号: CM0008207



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのMETAP2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMETAP2を認識します。METAP2は、N末端メチオニンの除去およびタンパク質合成の調節に重要なメチオニンアミノペプチダーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METAP2ウサギmAb
備考／別名	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10988
GeneID	10988
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMETAP2 (NP_006829.1) のアミノ酸380〜478に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50579
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ