

Methyl-Hp1 Gamma/Cbx3 (H175) ウサギポリクローナル抗体 Q13185（ドットブロットおよびElisa用）

商品番号: CM0000222



前書き

H175でメチル化されたHP1 gamma/CBX3を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるドットブロットおよびELISAで検証済み。ヒトCBX3タンパク質（21 kDa）を認識します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175 Rabbit pAb
備考/別名	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11335
GeneID	11335
免疫原	ヒトHP1 gamma/CBX3 (NP_009207.2) のアミノ酸1-183に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	DB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13185
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋