

Wb、Elisa用 Metrnl ウサギポリクローナル抗体 - Q641Q3

商品番号: CM0021953

前書き

Meteornin-likeタンパク質（METRNL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウスのMETRNLを認識します。エネルギー消費、脂肪組織の褐色化、および代謝調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METRNL Rabbit pAb
種	マウス
遺伝子ID	284207
免疫原	マウスMETRNLのアミノ酸179-311に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001004431.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q641Q3
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋