

Mettl14 ウサギ Pab - Q9Hce5

商品番号: CM0025238



前書き

ウサギ抗METTL14ポリクローナル抗体、m6A RNAメチル化複合体の主要構成要素です。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。エピトランスクリプトミクスおよびRNA生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL14 ウサギ pAb
別名/略称	hMETTL14; METTL14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57721
GeneID	57721
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMETTL14 (NP_066012.1)のアミノ酸1-210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCE5
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋