


Mettl16 ウサギ Pab（Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - Q86W50

商品番号: CM0016069



前書き

ヒトMETTL16（RNA N6-メチルトランスフェラーゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。RNA修飾およびS-アデノシル-L-メチオニン恒常性の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL16 ウサギ pAb
備考/別名	METT10D; METTL16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79066
GeneID	79066
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMETTL16 (NP_076991.3) のアミノ酸263-562に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86W50
タンパク質分子量	64 kDa
輸送	保冷バッグ