

Wb、Elisa用 Mettl5 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrn9

商品番号: CM0025502



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、ELISAで検証済みのMETTL5ウサギポリクローナル抗体。rRNA N6-アデノシンメチルトランスフェラーゼMETTL5 (Q9NRN9)

を標的とし、翻訳および幹細胞の多能性研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL5 Rabbit pAb
備考/別名	MRT72; HSPC133; METTL5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29081
免疫原	ヒトMETTL5 (NP_054887.2) のアミノ酸1-209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRN9
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋