

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Mgl ウサギ Polymab® - Q99685

商品番号: CM0007120



前書き

ヒトMGLL（モノグリセリドリパーゼ、MAGL）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。IVD研究用で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。エンドカンナビノイドシグナリングおよびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGLL ウサギ PolymAb®
備考/別名	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11343
遺伝子ID	11343
免疫原	ヒトMGLLのアミノ酸1-303に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001003794.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99685
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ