

Mglur2 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - Q14416

商品番号: CM0009357



前書き

WB、IF-P、ELISAでの検証が完了したmGluR2
ウサギモノクローナル抗体（Q14416）です。ヒトのメ
タボトロピックグルタミン酸受容体2を検出し、マウ
スおよびラットと交差反応性を示します。シナプス伝
達や神経興奮性に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	mGluR2 ウサギmAb
備考/別名	GLUR2; mGluR2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2912
遺伝子ID	2912
免疫原	ヒトmGluR2（Q14416）のアミノ酸773～872番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14416
タンパク質分子量	96 kDa
配送方法	氷袋梱包