


WbおよびElisa用Mgmtウサギポリクローナル抗体 - P16455

商品番号: CM0012817



前書き

ヒトMGMT（メチル化DNA-タンパク質システインメチルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用途でバリデーション済み。DNA修復および薬剤耐性研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGMTウサギpAb
備考／別名	MGMT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4255
GeneID	4255
免疫原	ヒトMGMT（NP_002403.2）のアミノ酸1～207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16455
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷バッグ