

MhcクラスI（Hla-A/B）ウサギモノクローナル抗体 -
P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450

商品番号: CM0008170

前書き

ヒトMHCクラスI（HLA-A/B）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。HLAアレルを標的とした免疫学研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MHCクラスI（HLA-A/B）ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	HLAA; MHCクラスI（HLA-A/B）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3105/3106
免疫原	合成ペプチド ヒトMHCクラスI（HLA-A/B）（P04439）のアミノ酸200-300内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ