

Mica ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q29983

商品番号: CM0003447



前書き

ヒトMICA（MHCクラスIポリペプチド関連配列A）に対するウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロットングおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応します。免疫監視およびストレス応答研究における研究用途向けです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MICA ウサギモノクローナル抗体
別名	MIC-A; PERB11.1; MICA
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	100507436
GeneID	100507436
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	ウェスタンブロットング（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	Q29983
タンパク質分子量	43kDa
配送方法	氷袋