

Mica ウサギ Pab (Wb、Elisa用) - Q29983

商品番号: CM0016251



前書き

WBおよびELISA用に検証済みのポリクローナルMICA抗体。ヒト、マウス、ラットと反応。NK細胞活性化に関与するMHCクラスI関連タンパク質を標的。免疫学および腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MICA ウサギ pAb
備考/別名	MIC-A; PERB11.1; MICA
種	ヒト
GeneID	100507436
免疫原	ヒトMICA (NP_000238.1) のアミノ酸24-307に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q29983
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ