

Mical1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8TdZ2

商品番号: CM0015829



前書き

MICAL1

ウサギpAbは、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのMICAL1（アクチン動態とアポトーシスを調節するモノオキシゲナーゼ）を標的とします。細胞骨格および神経生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MICAL1 ウサギpAb
備考/別名	MICAL; NICAL; MICAL-1; MICAL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64780
遺伝子ID	64780
免疫原	ヒトMICAL1 (NP_073602.3) のアミノ酸718-1067に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q8TDZ2
タンパク質分子量	118kDa
配送	アイスバッグ