


Wb用 Mitofusin 2 Rabbit Mab - O95140

商品番号: CM0002600



前書き

Mitofusin 2 Rabbit mAb (O95140)はWB、IF-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。ミトコンドリアダイナミクス、融合、およびミトファジーの研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mitofusin 2 Rabbit mAb
備考/別名	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusin 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9927
GeneID	9927
免疫原	ヒトMitofusin 2 (O95140)のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95140
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバッグ