

ミトフシン2 ウサギポリクローナル抗体 - Mitofusin 2

商品番号: CM0012830

前書き

WB、IHC-P、ELISA用途向けのミトフシン2
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを
検出。マウスミトフシン2のアミノ酸70-
260に対応する組換え融合タンパク質を免疫原として
使用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミトフシン2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	Fzo; D630023P19Rik; Mitofusin 2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	9927
遺伝子ID	170731
免疫原	マウスミトフシン2 (NP_573464.2) のアミノ酸70-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
タンパク質重量	68kDa/86kDa
配送	アイスバッグ