

WbおよびElisa用Mixl1ウサギPab - Q9H2W2

商品番号: CM0023033

前書き

ヒトMIXL1に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMIXL1を検出し、発生生物学および幹細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIXL1ウサギpAb
備考／別名	MIX ; MIXL ; MILD1 ; MIXL1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	83881
GeneID	83881
免疫原	合成ペプチド；ヒトMIXL1（NP_114150.1）のアミノ酸150～232内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2W2
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ