

Mlh3 ウサギ Pab（WbおよびElisa用） - Q9Uhc1

商品番号: CM0030007

前書き

MLH3 ウサギ

pAbは、DNAミスマッチ修復タンパク質MLH3を標的とするポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISAに適しており、DNA修復機構とがんの研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLH3 ウサギ pAb
備考/別名	HNPPC7; MLH3
種	ヒト
GeneID	27030
免疫原	ヒトMLH3（NP_055196.2）のアミノ酸1190-1389に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHC1
タンパク質分子量	164kDa
輸送	保冷バッグ