


Mlxipl Rabbit Pab - Q9Np71

商品番号: CM0029911



前書き

ヒトMLXIPL (CHREBP)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。グルコース応答性転写因子。WB、ELISAで検証済み；ヒトおよびマウスと交差反応します。代謝および糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLXIPL Rabbit pAb
備考/エイリアス	MIO; MLX; CHREBP; MONDOB; WBSR14; WS-bHLH; bHLHd14; MLXIPL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51085
GeneID	51085
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMLXIPL (NP_116569.1) のアミノ酸17-175に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NP71
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋