


Wb、If/Icc、Elisa用Mmp13ウサギポリクローナル抗体 - P45452

商品番号: CM0013566



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのMMP13ウサギポリクローナル抗体（P45452）。ECM分解、骨形成、組織リモデリングに不可欠なコラゲナーゼ3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP13ウサギpAb
備考/別名	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; 13
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4322
GeneID	4322
免疫原	ヒトMMP13（NP_002418.1）の262～471番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45452
タンパク質分子量	54kDa
輸送条件	保冷バッグ