

Mmp17 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9ULz9

商品番号: CM0029033

前書き

ヒト、マウス、ラット検体におけるWB、IHC-P、ELISAでの検証が完了した高特異的MMP17ウサギポリクローナル抗体です。細胞外マトリックスリモデリングや腫瘍生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP17 Rabbit pAb
別名	MMP-17; MT4MMP; MTMMP4; MT4-MMP; MMP17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4326
GeneID	4326
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULZ9
タンパク質分子量	67kDa
発送方法	保冷剤