

Mmp19 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99542

商品番号: CM0029106

前書き

MMP19（マトリックスメタロプロテイナーゼ-19）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMMP19を検出。ECM分解および血管新生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP19 ウサギ pAb
備考/別名	CODA; MMP18; RASI-1; MMP19
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4327
遺伝子ID	4327
免疫原	ヒトMMP19（NP_002420.1）のアミノ酸209-508に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q99542
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ