


Mmp9 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P14780

商品番号: CM0022770



前書き

ヒトMMP9（ゼラチナーゼB）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスMMP9と交差反応します。細胞外マトリックス研究およびIVD開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP9 Rabbit pAb
備考/別名	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4318
遺伝子ID	4318
免疫原	ヒトMMP9 (NP_004985.2) のアミノ酸538-707以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14780
タンパク質分子量	78 kDa
配送	氷袋