

Mneongreen ウサギポリクローナル抗体 - Mneongreen

商品番号: CM0020249

前書き

mNeonGreen蛍光タンパク質（ナメクジウオ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しており、種に依存しない交差反応性を示します。予想されるバンドサイズは約30 kDaです。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	mNeonGreen ウサギ pAb
種	ナメクジウオ
免疫原	ナメクジウオmNeonGreenのアミノ酸10-236に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	種非依存
タンパク質分子量	30kDa
配送	保冷バッグ