

WbおよびElisa用Mnx1/Hb9/Hlxb9ラビットモノクローナル抗体 - P50219

商品番号: CM0003717

前書き

合成ペプチドを用いて作製された、MNX1/HB9/HLXB9に対するラビットモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルを用いてWBおよびELISAで検証済みです。運動ニューロンのアイデンティティおよび膀胱の発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MNX1/HB9/HLXB9 Rabbit mAb
備考/別名	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3110
遺伝子ID	3110
免疫原	合成ペプチド ヒトMNX1/HB9/HLXB9 (P50219) のアミノ酸250-350以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50219
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋