

Moc3 ウサギ Pab - A0A0N7Kjv6

商品番号: CM0024069

前書き

MOC3 ウサギ pAbは、イネ (*Oryza sativa*) のMOC3 (SWISS A0A0N7KJV6) を標的とするポリクローナル抗体で、イネ研究におけるWBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MOC3 ウサギ pAb
備考/別名	WUS; OsWUS; WOX1B; OsWOX1B; OsJ_015793; MOC3
種	<i>Oryza sativa</i> (イネ)
遺伝子ID	107275471
免疫原	<i>Oryza sativa</i> MOC3のアミノ酸98-289に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(Q7XM13)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	<i>Oryza sativa</i> (イネ)
SWISS	A0A0N7KJV6
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	保冷バッグ