


Mocs3 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O95396

商品番号: CM0027988



前書き

ヒトMOCS3を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトとマウスに対して認識性を示し、tRNAチオール化およびモリブデン補因子生合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MOCS3 ウサギpAb
別名	UBA4; MOCS3
対象種	ヒト
GeneID	27304
免疫原	ヒトMOCS3（NP_055299.1）のアミノ酸271～460番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95396
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	保冷剤