

WbおよびElisa用Mon1Aウサギポリクローナル抗体 - Q86Vx9

商品番号: CM0022175



前書き

WBおよびELISA用MON1Aウサギポリクローナル抗体。膜輸送およびRAB7活性化に関与する液胞融合タンパク質であるヒトMON1Aに反応します。Q86VX9。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MON1AウサギpAb
備考／別名	SAND1 ; MON1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84315
GeneID	84315
免疫原	ヒトMON1A (Q86VX9) のアミノ酸1～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86VX9
タンパク質分子量	73kDa
配送	保冷バッグ