

サル痘ウイルス (Mpxv) E8L ウサギ Mab - Q8V4Y0

商品番号: CM0004712

前書き

WBおよびELISAでバリデーションされたサル痘ウイルス (MPXV) E8L
ウサギモノクローナル抗体。ウイルス粒子の付着に重要な、細胞表面結合タンパク質OPG105 (Q8V4Y0) を認識します。サル痘ウイルスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Monkeypox virus (MPXV) E8L Rabbit mAb
種	サル痘ウイルス
GeneID	929017
免疫原	ヒトサル痘ウイルス (MPXV) E8Lのアミノ酸1-275に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_536532.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	サル痘ウイルス
SWISS	Q8V4Y0
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋