

フローサイトメトリーによるヒトおよびカニクイザルTreg検出用モノクローナル抗体パネル - ヒト/サルTregパネル

商品番号: CM0012219

前書き

ヒトおよびカニクイザル試料中の制御性T細胞（Treg）をフローサイトメトリーで同定・解析するために設計されたモノクローナル抗体パネルです。免疫表現型解析および免疫モニタリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ヒト/サルTregパネル
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、カニクイザル
発送方法	保冷剤