


Monomethyl-Histone H2B-K5 ウサギポリクローナル抗体 (P62807/Q16778) For Wb, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000235



前書き

MonoMethyl-Histone H2B-K5

ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットの内在性モノメチル化ヒストンH2Bのリシン5（P62807/Q16778）を検出します。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、クロマチンおよびエピジェネティクス研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-Histone H2B-K5 ウサギpAb
備考/別名	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; MonoMethyl-Histone H2B-K5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H2B
GeneID	3017/8349
免疫原	ヒトH2BK5me1 (NP_003519.1) のK5周辺の合成モノメチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応性が予測されます）
SWISS	P62807/Q16778
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスパック