


Monomethyl-Histone H3 (K14) ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, If, Elisa

商品番号: CM0000369



前書き

リシン14でモノメチル化されたヒストンH3に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのH3.1およびH3.1tバリエーションを認識します。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みです。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド；ヒトMonoMethyl-Histone H3-K14 (NP_003520.1) のK14周辺の合成モノメチル化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測される）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスパック