


モノメチル化ヒストンH3-K27 (H3K27Me1) ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) Wb、Ihc、Chip・Elisa対応

商品番号: CM0000406



前書き

リジン27がモノメチル化されたヒストンH3
(H3K27me1)

に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタン
ブロット、免疫蛍光法、免疫組織化学、ドットブロッ
ト、ChIP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マ
ウス、ラットとの交差反応性が予測されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-Histone H3-K27 Rabbit pAb
備考・別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K27
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK27周辺のモノメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲での反応が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤