


Monomethyl-ヒストンH3-K27 ウサギMab (Q16695/P68431) – Wb、If/Icc、Elisa用メチル化ヒストンH3抗体

商品番号: CM0000255



前書き

モノメチル化ヒストンH3リジン27 (H3K27me1) に特異的なウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が確認されています。ヒト、マウス、ラット、植物のヒストンH3と反応し、エピゲネティクスやクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-ヒストンH3-K27 ウサギmAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-ヒストンH3-K27
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK27周辺のモノメチル化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB, DB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、シロイヌナズナ、イネ、その他 (広範囲で予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤