


モノメチル化ヒストンH3-K36 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) - Wb、Chip、Elisa

商品番号: CM0000261



前書き

リジン36 (K36) におけるモノメチル化ヒストンH3を検出するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA、ChIP、ChIP-seqに対応可能です。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、広範な種での交差反応が予測されています。エピゲノム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH3-K36 ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; モノメチル化ヒストンH3-K36
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のアミノ酸1-100の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA、ChIP、ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範な種で予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送	保冷剤