


Monomethyl-Histone H3-K4 ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431) - Wb、Chip、If/Icc、およびエピジェネティクス研究用

商品番号: CM0000385



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒストンH3（SWISS

Q16695/P68431）のリシン4位のモノメチル化を特異的に認識します。WB、IF/ICC、IHC-

P、DB、ChIP、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラット、シロイヌナズナ、イネ、コムギなど、幅広い交差反応性を示します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-Histone H3-K4 ウサギ mAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histone H3; H3-4; H3/t; H3/g; H3FT; HIST3H3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒストンH3（NP_003520.1）のK4周辺残基に対応する合成モノメチル化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、シロイヌナズナ、イネ、コムギ、その他（広範囲な反応性が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	16 kDa
配送	アイスバック