

## モノメチル化ヒストンH3-K4 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) — Wb、Ihc-P、Chipなどに適合検証済み

商品番号: CM0000364



### 前書き

リジン4部位のモノメチル化ヒストンH3（H3K4me1）に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP、ChIP-seqでの適合が検証されています。ヒト、マウス、ラットをはじめ、多種の生物種と交差反応すると予測されています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                     |
|------------|---------------------------------------|
| 製品名        | モノメチル化ヒストンH3-K4 ウサギポリクローナル抗体          |
| 別名         | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3 |
| 生物種        | ヒト                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | H3                                    |
| 遺伝子ID      | 8290/8350                             |
| 免疫原        | 合成ペプチド                                |
| 起源         | ウサギ                                   |
| カテゴリー      | メチル化抗体                                |
| 用途         | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP、ChIP-seq   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）                |
| SWISSプロット  | Q16695/P68431                         |
| タンパク質分子量   | 15 kDa                                |
| 輸送方法       | 保冷剤                                   |