


モノメチル化ヒストンH3-K79 ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431) – Wb、Chip、Ihc-P、Elisa

商品番号: CM0000351



前書き

ヒストンH3のモノメチル化リジン79（K79me1）に特異的なウサギモノクローナル抗体です。WB、DB、IHC-P、ELISA、ChIP、ChIP-seqへの使用に最適です。ヒト、マウス、ラットのH3を認識し、広範な交差反応性が予測されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	モノメチル化ヒストンH3-K79 ウサギmAb
備考／別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; モノメチル化ヒストンH3-K79
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のK79周辺のモノメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
応用分野	WB、DB、IHC-P、ELISA、ChIP、ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤