


モノメチル化ヒストンH3-K79 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695 / P68431)

Wb、Elisa、Chip用

商品番号: CM0000268



前書き

ヒストンH3のモノメチル化リジン79に特異的なウサギポリクローナル抗体です (SWISS Q16695/P68431)。WB、ELISA、ChIPでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性があり、広範な種での反応が予測されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH3-K79 ウサギpAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; モノメチル化ヒストンH3-K79
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK79周辺のモノメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲の反応が予測される）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
輸送方法	保冷剤