


Monomethyl-Histone H3-K79 Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431) For Wb, Ihc, Chip

商品番号: CM0000345



前書き

ヒストンH3のリシン79 (K79me1) のモノメチル化を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP、ChIP-seqで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-Histone H3-K79 Rabbit pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K79
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒストンH3 (NP_003520.1) のK79周辺の合成モノメチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲に予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	氷袋