


モノメチル化ヒストンH3-K9 (Q16695/P68431)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Chip-Seq、Elisa対応）

商品番号: CM0000375



前書き

リジン9がモノメチル化されたヒストンH3（H3K9me1）に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WB、ChIP-seq、IHC、ELISAへの適合が確認されています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピゲノム研究およびIVD原料供給に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH3-K9 ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド。ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のK9周辺のモノメチル化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
応用用途	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤