


モノメチル化ヒストンH3-K9 ウサギMab (Q16695/P68431) — エピゲノム研究用モノクローナル抗体

商品番号: CM0000319



前書き

モノメチル化ヒストンH3-K9 ウサギmAb (Q16695/P68431)は、WB、DB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでのH3K9me1検出に対応する高特異性モノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットをはじめ、他の種との交差反応性も予測されています。エピゲノム研究やクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH3-K9 ウサギmAb
備考／別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; モノメチル化ヒストンH3-K9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK9周辺領域のモノメチル化合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
輸送方法	保冷剤