


モノメチル化ヒストンH3-K9 ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Ihc, Chip, Elisa

商品番号: CM0000379



前書き

ヒストンH3.1 (P68431) および H3.1t (Q16695) のリジン9のモノメチル化を検出するウサギmAb。W B、DB、IHC-P、IF/ICC、ChIP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり；広範囲な種への反応性が予測される。エピジェネティクス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH3-K9 ウサギmAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド - ヒトヒストンH3 (P68431) のK9周辺の合成モノメチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応性が予測される）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	16 kDa
発送	保冷バッグ