


## Monomethyl-Histone H3-R17 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000409



### 前書き

ヒストンH3 (Q16695/P68431)  
のR17モノメチル化を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | MonoMethyl-Histone H3-R17 ウサギpAb                                                                        |
| 備考/別名       | H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; MonoMethyl-Histone H3-R17 |
| 種           | ヒト                                                                                                      |
| GeneID (ヒト) | H3                                                                                                      |
| GeneID      | 8290/8350                                                                                               |
| 免疫原         | 合成ペプチド                                                                                                  |
| ソース         | ウサギ                                                                                                     |
| カテゴリー       | メチル化抗体                                                                                                  |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）                                                                                  |
| SWISS       | Q16695/P68431                                                                                           |
| タンパク質分子量    | 15kDa                                                                                                   |
| 配送          | アイスバッグ                                                                                                  |